





Welkom bij CTGi

U wilt snel starten met het gebruik van de CTGi 10 eenvoudige stappen om aan de gang te gaan

1. Open het achterste vak met de rits van de gele tas en stop de stekker in het stopcontact.

2. Open het middelste vak en controleer of de Amplifi WiFi Home Router is aangesloten.



3. Zet beide iPads aan

.

Wacht tot het WiFi pictogram verschijnt in de rechter bovenhoek op de beide iPads

4. Neem de iPad uit de binnenkant van de tas. Dit is de instructeurs iPad

- 5. Druk op de CTGi App
- 6. Druk op Instructeur en stel en geschikte naam in.





Μ	lenı	ı		So	cena	ario	naa	am:	Na	am	loo	s sc	ena	irio		Î																		R)	75	%		l
																																							l
180										180										180										180									Ĩ
160										160										160										160									
140										140										140										140									
1989ar	m	ww	naman	m	~~~~	www	Jun	w	wm	n vest	ww	ww	yryw	ww	ww	www	ww	m	ww	13am	ww	man	white a	www	M	ww	~~~	mon	ww	WR.m	ww	ww	ww	where	www	mm	Mage	way	,
100										100	-									100										100					-				
80										80										80										80					-				f
©	0.00										0.10										0.20										0.30								
100																																							
75	75 76<														f																								
25																Ī																							
-	um.	an. w		~~~^	una				~*//	var	men.	mm	mar	h	mm	m		m	L.s.	len.s	un		Luna	****	naa				m		man	n.			m	were.	u.	nn	~
																														00):(00:	00	s		Π	I.		
		Bas	sislijn		Varia	abilit	eit	V	orm	en		Cont	tact		T 0C0	B	asisl	ijn		Geli	uid		Vor	men		Co	ontac	ot	N	1ate	rnaa	il A	Aant	inç	gen	Spe	el te	rug	
0	Sp	ee	el te	erι	ıg			Ν	/le	dia	a								i	S	cen	aric	o Inf	orm	natio	on	Ś	Ø	Ve	rb	.me	dia	(Ð	Voe	g…i	a to	е	
				1x																																			
Г				2x																																			
F				5x															s ç br∟																				
F	_	_			_	_	_																																
ŀ	_	_			_	_	_																																
			2	20x																																			

Het scherm wat verschijnt, ziet er zo uit.

7. De andere iPad in het voorste vak is de iPad voor de student (monitor)

Druk op de CTGi App



8. Druk op Monitor En vervolgens op de naam van de instructeur in dit geval *Bijv. Piet*





9. Het scherm wat verschijnt, ziet er zo uit.



10. Druk op Start op de instructeurs iPad en u kunt starten met CTGi

Inhoudsopgave

Welkom bij CTGi	2
Introductie Systeemorganisatie 	6 6
CTGi systeem Belangrijke eigenschappen Inhoud standaard CTGi tas Systeembewerkingen/wachtwoorden 	6 7 7 8
Installeren systeem Updaten van het systeem Afsluiten CTGi 	8 9 9
Instructeurs Modus Drie gebieden instructeurs scherm Bovenste: taakbalk Middelste: bewerkingsscherm Onderste: bedieningsknoppen FHR Toco Maternaal Notities Home, scenario informatie en media 	10 11 12 13 14 14 20 24 27 29
Monitor Modus	33
Instellingen Bibliotheek scenario's Bibliotheek aantekeningen Algemene instellingen Bibliotheek onderzoeken los Bibliotheek onderzoeken pakketten Synchroniseer Software Updates	34 34 35 36 38 39 40 41
Community	42

Introductie

CTGi is een foetale hartslag en Tocograaf Monitoring simulatie-oplossing die een geavanceerde, eenvoudig in gebruik en kosten doeltreffend simulatie platform voor Cardiotocografie opleiding biedt.

Door besturing met twee afzonderlijke iPads, kunt u met CTGi gedetailleerde cardiotocogrammen maken en uitvoeren. Zonder ingewikkelde instellingen kunt u praktijkgerichte, obstetrische simulatie mogelijk maken.

CTGi kan worden aangesloten op een proefpop en kan worden gebruikt met gestandaardiseerde patiënten.

Welkom bij de nieuwe generatie in simulatie Technologie.

Systeem Organisatie

CTGi maakt gebruik van twee iPads die met elkaar verbonden worden met behulp van de meegeleverde Amplifi Wi-Fi Home Router.

Het CTGi systeem

Algemene instellingen

- Instructeurs scherm
- · Geavanceerde, realistische CTG simulatie
- · Slimme en gebruiksvriendelijke scenario's bouwen
- · Inspelen op de interacties van de student
- Hartritme moeder, RR, SpO₂ en temperatuurmeting
- · Maakt uren CTG in werkelijke minuten
- · Aantekeningen van CTG in werkelijke tijd
- Swipen om het CTG terug te kijken
- Opgeslagen CTG's kunnen opnieuw afgespeeld worden
- · Simulatie van contact verlies zoals in werkelijke situaties



Inhoud van een standaard tas

Monitor Tas	Amplifi	Smart Cover (verschillende kleuren)	iPad Facilitator case
		(O)	Contraction of the second seco
Foetale and Toco Transducers	ECG Kabels	SpO2 Kabel	NIBP Cuff

Systeembewerking



Wachtwoorden

Tenzij gewijzigd, is het standaardwachtwoord voor de Amplifi Wi-Fi Home Router iSimulate2018 (hoofdlettergevoelig).

Installeren van het systeem

CTGi is geïnstalleerd op de systemen die worden geleverd.

Updaten van het systeem

Meldingen van updates worden gemaild naar de contactpersoon. Zie pag. 41 voor Software Update.

Afsluiten CTGi

Om CTGi af te sluiten drukt u twee keer snel achter elkaar op het iSimulate pictogram van de studenten IPad midden in het scherm. Selecteer afsluiten en u komt terug op het beginscherm. Druk op de uitknop om de iPad volledig af te sluiten. Op de instructeurs iPad druk je op opties en selecteer je vervolgens Exit in het menu. U komt dan terug op het beginscherm. Druk op de uitknop om de iPad volledig af te sluiten.

Instructeurs Modus

Facilitator Mode

In Versie 3.9.9 is het Instructeurs scherm makkelijker te gebruiken en meer intuïtief.



Nieuwe veranderingen in Versie 3.9.9 zijn:

- ★ Volledig nieuw ontworpen instructeurs scherm
- ★ Maken van foetale hartslag en Toco intervallen met interactieve visuele interface
- ★ Meerdere deceleratie en acceleratie vormen
- ★ Toevoegen van media, afbeeldingen, video's en onderzoeken

Er zijn drie gebieden op het instructeurs scherm:



- 1. a. Menu
 - b. Scenario naam
 - c. Wi-fi verbinding
 - d. Batterij indicatie
- 2. a. CTG bewerking en het getoonde scherm
 - b. Oranje bewerkings indicator en schuifbalk
 - c. Pauze en start knoppen
- 3. a. FHR bewerkings knoppen
 - b. Toco bewerkings knoppen
 - c. Maternale bewerkings knop
 - d. Notitie bewerkings knop
 - e. Home knop met scenario, Media en snelheid afspeelregelaars

Bovenste taakbalk (1)

1. a. Menu

De menu knop bovenin brengt een menu in beeld aan de linkerzijde van het scherm



Bewaar Scenario - bewaart huidige scenario

Laad Scenario – laad opgeslagen scenario's

Exit - terug naar het hoofmenu

1. b. Scenario naam

Hier kunt u de naam wijzigen van het huidige scenario

1.c. Wi-Fi verbindingen

Rood geeft aan geen verbinding te hebben met de iPad van de student. Bij wit wel verbonden met de iPad van de student.

1.d. Batterij Indicatie

Batterij indicatie tot opladen iPad

<u>Middelste taakbalk (2)</u>

2. a. CTG bewerken en voorbeeld scherm

Mer	าน		S	Scer	hari	o na	aam	n: N	laar	nlo	os s	scer	nario) [7																		1	1	6	4%	
78 121/ 79	<mark>989</mark> 2 37.	<mark>%</mark> 24 .5																																			
					200										200										200										200		
					180										180					m	wy	Ψį			180										180		
					140										140					1					140					n I	A A	٨			140		
matte	m	MM	њЛW	how	umu	ww	mm	m				NY.	ww	www	630-4J	Marvi	4mullion	rvyN	W				p	www	www	www	nnt	mm	ww	\mathcal{M}	\mathbb{H}^{\prime}	₩	Ĥ	m	nga yr a	wry.	Monor
					100			}	1		لكمير	μ ν			80							ļ	1		100					Ŷ	V	V h	<u>, v</u>		80		
					60				ľ,		/				60										60										60		
					100	:10				~~r					100):20			_					_	0C	:30									100	:40	
			11		75		-	1				-		I	75			-		I					75			1			I	1	1		75		1
					50		-					-			50			-	-	-				-	50							-	-	-	50		_
															nnen !																						
00:01:49s																																					
00:01:49s																																					
,																/																/	/				
0 6				- I									••		/				£L.	-11	_										/						
2.0	. 0	ra	nje	eĸ	De	we	эrк	in	gs	In	al	ca	το	or	er	าร	scr	nui	TD		(/								
Sla	an	de	2 6	ch	ı ıif	ha	alk	lin	ke		n r	-	hte	- 0	n	hc	.+ C	די	G	om	n +2	2					/										
volo	en Jer	้นย า	53	CII	un	De	air		ING			ec	1110	50	μ	110		, , ,	a		1.0	-															
In o	le i	we	er	na	ve	m		lus.	s a	ee	ft	dit	he	et e	in	de	- a	an	V	an																	
het	C	ΤG		n n	he	t s	ch	her	m m	va va	n d	de	sti	ud	en	t	- u		, •	an																	
1101		. 0	, 0			. 3				vu		20	5.0	200	011																						
Me	t d	e s	sle	ер	ba	ιlk	ku	Int	u	sc	ro	llei	n d	loc	or I	he	t e	A	G																		
				•												/																					
2. c	Ρ	au	ze	e	n s	sta	art	kı	no	р				/																							

Druk op het scherm en maak met de bewerkingsmodus een CTG

Pauze en start om te onderbreken op de iPad van de student.

Onderste taakbalk (3)

• FHR bewerkingsknoppen

Er zijn vier FHR elementen, basislijn, variabiliteit, vormen en contact.



Basislijn – Druk op de FHR lijn en er verschijnt een roze horizontale lijn. Door te tikken op deze lijn, kunt u meerdere kringen toevoegen. Door naar boven en beneden te bewegen kunt u de basislijn wijzigingen tot het gewenste resultaat.



FHR - Basislijn

To edit the baseline drag the circles around. To add a new circle, tap on the line.



Variabiliteit – dit werkt op dezelfde manier als de basislijn. Nu past u naar wens de variabiliteit aan



Vormen – Er zijn verschillende vormen in een schuifbaar menu beschikbaar

Druk op een vorm en vervolgens op de basislijn om de vorm toe te voegen. Ook kunt u hiermee vormen dupliceren of verwijderen.

Menu	Scen	ario					loos	s sc		irio	4																		-	≈ 1		62%	6 🗖	D
		-				200						-	+	-	-	200	-									200						-		+
180						180										180										180								
140						140			Du	ıplic	eer		Ve	rwijd	ler	140										140								
132mm Mar Mar 100	man	mas	NA 840	uт	A.	vzaiA.	UWAA		M	.Ma			n.	1 11-1		1000	ww	We an		the state	w	10			with	120				_				
100	10° 10° 115		(¶~~¶*	1		100	W. W A	19-11	101 -	** 197		Y			W W I	100			v w ≃u			• -4•	vquqr			100	~~~					_		~~~~
80						80										80				_						80								
60		-				60						_	-	-	-	60	-			_	_	_				60						_	_	_
00:00						00	:10									100):20									0C	:30							
75						75										75										75								
50		-				50										50										50						_	_	_
25		-				25						-	-	_	_	25	-			_						25					_	_	_	+
h	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	arme		wh.h.t	um	Q.H		m			su.	wn	n.	m		LAA.	han	a the second	******	n w	en en	-^	un.	M.M.		0~1.1	A	Much			mu.	• • • • •	nn	m
																										00):()	0:	00	S				
H Basisliji	n Vari	abilit	teit	V	orm	en	(Cont	act		1000	В	asis	lijn		Gel	uid		Vorr	nen		Со	ntac	:t	М	latei	rnaal	I A	ant.	ing	en	Spee	l teru	ıg
FHR - \	/orm	en	K	lik d	op e	een	VO	rm	om	te	sel	ecte	əre	n. K	(lik	ор	de t	rac	e or	n to	be t	e v	oeg	jen										
Lengte											1							1																
						-				1						/	-		5				1			5				1				
Interneiteit									/							/							/						/					
mensitelt																						/							/					
-0				_				\mathcal{J}						Ţ																			L	1
			2																															

Zodra toegevoegd, kan de duur en intensiteit van de vorm worden gewijzigd door schuifregelaars.





Vormen/patronen kunnen worden toegevoegd voor, na of naar beide delen van de vertraging

Als de lengte van sommige vormen wordt verhoogd, blijft het dieptepunt van de vertraging vastgesteld



Contact – Selecteer verlies van contact en voeg toe aan het CTG. Aanpassen kan met schuifregelaar



• Toco bewerkingsknoppen

Dit werkt hetzelfde als de FHR knoppen.



Basislijn – Druk op de Tocolijn en er verschijnt een blauwe lijn. Door te tikken op deze lijn, kan je meerdere kringen toevoegen. Door naar boven en beneden te bewegen kunt u de Tocolijn wijzigingen tot het gewenste resultaat.





Geluid- dit werkt hetzelfde als op de basislijn, hier mee veranderd de intensiteit

Vormen – Er zijn verschillende vormen in een schuifbaar menu beschikbaar

Zodra toegevoegd, kan de duur en intensiteit van de vorm worden gewijzigd door schuifregelaars.



Als een gecombineerde vorm is toegevoegd, kunt u deze onderbreken bij het plaatsen van de vorm.

Contact - Selecteer contactverlies en voeg toe aan het CTG. Aanpassen kan met de schuifregelaar



• Maternale besturing knoppen

In de zwarte balk boven het CTG staan de waardes van de moeder (zie blauwe cirkel)



U kunt meerdere waardes van moeder toevoegen



De ononderbroken verticale roze lijn, geeft het beginpunt aan waar de maternale waardes wordt geactiveerd.

De gekoppelde waardes van moeder kunnen worden aangepast door de horizontale Schuifregelaars (onderin het scherm)

Maternale waardes kunnen worden overgenomen door de waardes te dupliceren in de zwarte balk. Deze blijven ongewijzigd.

Contractie invloed:

De contractie zal invloed hebben op de maternale hartslag tijdens het samentrekken, alsmede de duur van een contractie.

Er zijn vier opties - Geen, zwak, matig en sterk.

De bovenste horizontale lijn in de zwarte balk, bij de maternale waardes, geeft de invloed van de contractie aan door kleurverandering (wit, geel, oranje en rood)



Foetale bewegingen:

Om foetale bewegingen toe te voegen kan je selecteren: enkele, sommige of veel.

De indicatie foetale bewegingen worden weergegeven als zwarte verticale lijnen in het CTG (blauwe ovaal).



De onderste horizontale lijn bij de maternale waardes geeft de foetale bewegingen aan door kleurverandering (wit, geel, oranje en rood)



• Notitie bewerkingsknop

In deze modus kan je een notitie toevoegen aan het CTG.

Gebruik deze functie voor het toevoegen van notities die de student kunnen helpen om op het juiste spoor te zitten. Door aantekeningen toe te voegen.

Als u de notitie op het CTG toevoegt zal de bijbehorende tijdstempel veranderen

Indien u drukt op de notitie en aantekeningen pictogram gaat het CTG naar de bijbehorende tijdstempel (in dit geval 18 min.)



Menu	Scenario na	aam: Naam	loos scenario						? 1	60% 💶
Edit No	te - 18 m	inutes				Ann	otation L	ibrary		\otimes
						VE				
						VE 2cm				
						VE 3cm				
						VE 4cm				
						VE 5cm				
			Display on S	Student	No Yes					
	Ĩ									
1 Q	2 W	з Е	4 R	5 T	6 Y	7 U	8 	9 O	0 P	$\langle \times \rangle$
@ A	# S	€ D	× F	* G	(H) J	, K	L		return
	% Z	- X	+ C	= V	/ B	; N	: M	!,	?	•
.?123		Ŷ							.?123	

Kies bewerken en dan verschijnt het notitie bewerkingsscherm

Er zijn een paar opties hier:

Tekst rechtstreeks invoeren

Selecteer een aantekening door te scrollen in de bibliotheek

Weergave voor student kan gewijzigd worden

• Home knop met scenario, Media en snelheid afspeelregelaars

Zodra een CTG is gemaakt kunt u via de Home knop het CTG zien zoals deze wordt weergeven voor de student.

De afspeelsnelheid van het CTG kan worden gewijzigd en alle bijbehorende scenario informatie en media kan worden gezien.

Menu	Sc	enar	io na	aam	i: Na	aml	loos	sce	enari	0																			1	1	58	8%[
78 98% 121/ 24 79 37.5						12	78 21/ 79	<mark>98%</mark> 24 37.5																									
				200									200 180										200									200	, ,
				160									160										160									160	。
whomenouternood	www	WW-14	hun	100	rww	WM.M	WWW	MMM	W		wN	V/W	100	AM-yn	hm	мт	n MW	w	Mr.	www	hin		120						~		~~~~		3
				80					VE	8cm	/* 		80								· 4	the bar	80 80				Ζ					80	
				00	:10								00	:20									00	:30								100	00:40
				75 50									75 50					n d ^{er}	1	su arthr	4		75 50									75	
			-	25		_	_						25				J ^{r.}	V	V	***1	M		25				λn	um	m	An Ai	a has Al	25	MIMILIAN
						****						~~~~				, v							0		0	0:	00	:0	0s				
Baseline		/ariab	oility		Shape	s	С	onta	ict	T0C0	В	ase	line		No	oise		Sł	nape	s	C	Cont	act		Ma	tern	al		Note	es		Hom	10
Home				I	Me	dia	ι							G) :	Sce	nari	io Ir	nfor	mat	tion		Ø	• +	lide	Me	edia	a	ŧ) A	dd N	1edi	ia
	1x																	F	FBC) - 1	Fen	nal	е										
	2x			1.3eD			-555 200	a 'beatran' an										Hb 9 Plt	2				14.00	0									
	5x				- h-h- h-h-h-			- mp	the			- other	1	1				WBC)				8.00	0									
1	10x							~r~/										HCT	¥			4	40.00										
2	20x													<u> </u>	~																		

Snelheid van het afspelen kunt u wijzigen, 1x, 2x, 5x,10x en 20x. Opmerking: het foetale geluid wordt alleen gehoord bij een snelheid van 1x.

Home
1x
2x
5x
10x
20x

Bekijken en bewerken van de informatie van het scenario, druk op de knop scenario.

Menu	Scenario	Maak scenario instelling	\otimes	58% 💼
78 98% 121/ 24 79 37.5		Naamloos scenario	\otimes	
		Naam patiënt		200
mounderword	www.www.t#1.w	Leeftijd patiënt 0		 140 140
		Aantal zwangerscha 0		100

Media toevoegen, selecteer de knop "Add Media".

Drie keuzes verschijnen: afbeeldingen, video en onderzoeken

Selecteer een afbeelding die is opgeslagen op de iPad. Druk op de afbeelding die u wilt toevoegen aan het scenario.

Dit geldt ook voor de video's en onderzoeken

Menu Scenario Name:	Untitled Scena						A 1	96% 💼
78 98% 1217 24 79 37.5	114 121/ 79	-			78 98% 121/ 24 79 37.5			
	200	Camera Ro	oll	-200		150		
annon an annon ann ann ann ann ann ann a	VE 8cr	enninnah bipppb bbbbbbbb			R CTGI	120 120 120 120	w w WWVtm	www.
00:00	00:10	Recent				00:30		
5 5 6. 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	movie				en e	00:0	0:00s	11
Baseline Variability	Shapes (~ <u>~</u>		tact Maternal	Notes	Home
Home	Media	eres Succession and development	andige The second seco			🤣 Hide Medi	ia 🕀 A	dd Media
1x								
5x								
10x								
20x								

Wanneer u drukt op afbeeldingen, video of onderzoeken verschijnt het volgende scherm. Als u drukt op de afbeelding, video of onderzoek verschijnen de volgende opties: voorbeeld, verzenden of verwijderen.

Basislijn Variabiliteit	Vormen Contact	Basislijn (Geluid Vormen	Contact	Maternaal	Aantingen	Speel terug
Speel terug	Media	í	Scenario Informat	ion 💋	Verbmedia	a 🕀 Voe	egia toe
1x	ABG Plus						
2x	pH 7.40						
	pCO2 40						
5x	pO2 90						
10×	SaO2 97						
IUX	HCO3- 24						
20x	BE 0.00						

Voorafgaand van het verzenden ziet u een voorbeeld van het scherm wat naar de studenten iPad verzonden wordt.

Voorbeeld van onderzoeken, deze onderzoeken kunt u ook bewerken:

Druk op de + en - knoppen voor het wijzigen van waardes, de monitor zendt een oog icon om het voorbeeld te laten zien.

Menu Scenario na	am: Naamloos scenario 📝				\$ 1	58% 💼
	Onderzoek toevoegen		*			
100	Naam FBC - Female			0		
160	Korte beschrijving Korte beschrijving					
eferressantineeserviseeserviseerviseeserviseeserviseeserviseeserviseeserviseeserviseeserviseeserviseeserviseese	<u> </u> Haemoglobin ♀ - (g/dL)	-	14.00 g/dL	+ itentiv	www.www.	nter and the state
e	Itelets - (x10°/L)	-		+		
00:00	White Blood Cell Count - (x10³/μL)	-	8.00 x10³/μL	+ 2		
53		-		+		
				00.	00s	
Basislijn Variabiliteit				al A	Aantingen	Speel terug
Speel terug				edia		gia toe
1x						
2x						
5x			Klaa	r		
20x						

FBC - Female					\otimes
		Result	Unit	Range	
Haemoglobin 9	Hb ♀	14.00	g/dL	12.00 - 16.00	
Platelets	Plt	225	x10º/L	150 - 350	
White Blood Cell Count	WBC	8.00	x10³/μL	4.00 - 11.00	
Haematocrit 9	Hct 9	40.00	%	36.10 - 44.30	

Druk op het kruisje rechts bovenin zodat de media op de studenten iPad verdwijnt.

Monitor Modus

Mor

Dit is ontworpen zoals een echte CTG machine

Bestuurd vanuit een faciliterende iPad kunnen FHR en toco in CTG's worden gemaakt die in echte snelheid worden weergegeven op de monitor.

_/__

De hartslag en Toco waardes worden weergegeven aan de

bovenkant van het scherm

Druk op de groene NIBP-knop om de NIBP te meten.



Het grootste deel van het scherm kunt u scrollen van links naar rechts zodat u het CTG kan terugzien.

Druk 2x snel achter elkaar op iSimulate om dit scherm te verlaten.



Instellingen

Instellingen



Meerdere opties zijn hier beschikbaar waarmee u het beste uit CTGi kunt halen.

Ferug	Bibliotheek scenario's	
Instellingen	Scenario's	
Bibliotheek scenario's		
Bibliotheek aantekeningen	CIGI Demo 1 Created: 2 iun. 2017	
Algemene instellingen		
Bibliotheek onderzoeken los	CTGi Demo 2	
Bibliotheek onderzoek pakketten	Created: 2 jun. 2017	
Synchroniseer		
Device: Sales 3		
Product ID: plxb****gpzw		
Software Updates		

Bibliotheek scenario's

Dit bevat alle beschikbare scenario's

Tik op een scenario en de volgende opties worden weergegeven: verwijderen, uitvoeren, dupliceren en uploaden naar Dropbox



Bibliotheek aantekeningen

Hierin staan alle aantekeningen en notities die zichtbaar zijn voor de instructeur. Tik op een aantekening om te bewerken.

Verwijderen van aantekeningen kan ook.

Meer aantekeningen kan je toevoegen of de volgorde van de bibliotheek

Terug	Bibliotheek aantekeningen	Verplaats
Instellingen	Aantekeningen	+
Bibliotheek scenario's		
Bibliotheek aantekeningen	VE	
Algemene instellingen	VE 2cm	…
Bibliotheek onderzoeken los		W
Bibliotheek onderzoek pakketten	VE 3cm	
		ш
Synchroniseer	VE 4cm	前
	VE 5cm	前
	VE 6cm	Ŵ
	VE 7cm	T
Device: Sales 3 Product ID: plxb****apzw	VE 8cm	Ŵ
Software Updates		
	V/F Qcm	

Algemene instellingen

Hier zijn meerdere opties mogelijk:

Frug	Algemene instellingen Zet terug naaardwaarder
Instellingen	Kleuren opties
Bibliotheek scenario's	Foetale hartfrequentie Waveform
Bibliotheek aantekeningen	
Algemene instellingen	TOCO Waveform
Bibliotheek onderzoeken los	Hartfrequentie
Bibliotheek onderzoek pakketten	Bloeddruk
Synchroniseer	SpO2
	Ademhalings frequentie
	Temperatuur
	Meet opties
	Temperatuur °C °F
	Aantekeningen Opties
Device: Sales 3 Product ID: plxb****gpzw	Achtergrond kleur
Software Updates	Tekst kleur

Kleur opties:

Wijzig de kleuren van de diverse aspecten van CTGi.

Meet opties:

Wijzigen temperatuurmeting

Aantekeningen opties:

Wijzigt de kleur van de weergegeven aantekeningen.

🗲 Terug	Algemene instellingen	Zet terug naaardwaard
Instellingen	Meet opties	
Bibliotheek aantekeningen	Temperatuur	°C °F
Algemene instellingen	Aantekeningen Opties	
Bibliotheek onderzoeken los	Achtergrond kleur	
Bibliotheek onderzoek pakketten	Tekst kleur	
Synchroniseer	Teken opties	
	Papier snelheid 1cm/mi	n 2cm/min 3cm/min
	Redraw Drawn Data on Change	Nee Ja
	Paper Appearance Grid	Green Red
	Draw Maternal Line	Nee Ja
Device: Sales 3	Animate NIBP	Nee Ja
Product ID: plxb****gpzw	Connectie opties	
Software Updates	Gebruik Bluetooth	Nee

Papier teken opties

Papier teken snelheid - de papier teken snelheid van CTG-apparaat varieert over de hele wereld. Selecteer de meest geschikte voor jou.

Gegevens kunnen veranderd worden - CTGi UMTS live controle en bewerking van een CTG wanneer het afspelen van het CTG plaatsvindt.

Vanwege deze functie, kunt u het toestaan om het CTG te veranderen of te bewerken (Yes) of niet (No).

Uiterlijk - 3 papier typen kunnen worden geselecteerd in CTGi. Kies de meest geschikte papieroptie. Let op, dit verwijst naar het papier op het scherm van de student. De trace-editor op het instructeursscherm heeft een vaste schaal.

Moeders lijn tekenen - de maternale hartslag lijn in-/ uitschakelen.

Bibliotheek onderzoeken los

Ferug	Bibliotheek onderzoeken los	
Instellingen	Parameters	+
Bibliotheek scenario's	Zoek	
Bibliotheek aantekeningen	Activated Clatting Time (a)	
Algemene instellingen	Activated Clotting Time - (s)	
Bibliotheek onderzoeken los	Activated Partial Thrombolastin Time - (s)	📝 🔄 前
Bibliotheek onderzoek pakketten	Alanine Transaminase - (U/L)	🏏 🔄 🛈
Synchroniseer	Albumin - (g/L)	🏏 🗞 🗴
	Albumin - (g/dL)	🏏 🔄 前
	Alkaline Phosphatase - (U/L)	🏏 🗞 🗴
	Amylase - (U/L)	🏏 🔄 前
	Anion Gap - (mmol/L)	🏏 🔄 前
	Anion Gap - (mEq/L)	꾿 🗞 亩
Device: Sales 3	Aspartate Transaminase - (U/L)	🏏 🔄 前
Product ID: plxb****gpzw Software Updates	B-Type Natriuretic Peptide - (ng/L)	2 🖗 🖞

Er zijn 160 lab aanvragen beschikbaar op CTGI, tevens kunt u ook meerdere toevoegen door op de + knop te drukken.

Bewerken van bestaande parameters door op de bewerkingsknop te drukken.

Dupliceren door op de dupliceerknop te drukken.

Verwijderen door op de prullenbak te drukken.

Bibliotheek onderzoeken pakketten

←	Terug
Instelli	ngen
	Bibliotheek scenario's
	Bibliotheek aantekeningen
	Algemene instellingen
	Bibliotheek onderzoeken los
	ibliotheek onderzoek pakketten
	Synchroniseer
Device: Product	Sales 3 i ID: plxb****gpzw
	Software Updates

Bibliotheek onderzoek pakketten

Onderzoeken		+
ABG	2	\$ Ŵ
ABG Plus	2	\$ Ŵ
CSF		\$ Ŵ
Cardiac Panel		\$ Ŵ
		\$ Ŵ
FBC - Female		\$ Ŵ
Lung Function		\$ Ŵ
		\$ Ŵ
		\$ Ŵ

Met deze lab aanvragen kunt u individuele lab aanvragen selecteren of een lab pakket vormen. Druk op de + knop om meer lab aanvragen te creëren.

Bewerk bestaande lab-aanvragen door op het pictogram bewerken te drukken.

Dupliceer door op de dupliceerknop te drukken

Verwijderen door op de prullenbak te drukken.

Synchroniseer



Met 2 iPads op hetzelfde wifi-netwerk kunnen de media die bij een scenario horen, worden gedeeld alsmede het volledige scenario.

Alleen media - handig wanneer het scenario media zoals afbeeldingen en video's heeft. Synchroniseren met de Student iPad en alleen de afbeeldingen en video's worden gesynchroniseerd. Dit zal vertraging geven, wanneer u deze media in een werkelijk scenario selecteert.

Scenario en Media - deel het volledige scenario regelmatig tussen de 2 facilitator iPads.



Software Updates

Zorg dat de iPad is verbonden met het internet en druk op de knop update CTGi.



Community

De koppeling van de Gemeenschap in CTGi geeft u toegang tot een breed scala van functies zodat u scenario's en CTG's binnen uw organisatie of over de hele wereld kunt delen met andere gebruikers van de CTGi.