




# CTGi – Set-up Gids

Om de licentie te resetten, moet je de Monitor iPad verbinden met het internet.


1. Open de CTGi App op de **Monitor** iPad en klik op Community in het Menu.




2. Als de hierboven staande afbeelding er hetzelfde uitziet op jullie iPads, dan kun je verder gaan naar punt 4.
3. Ziet jullie beeld er anders uit dan deze afbeelding dan hebben jullie nog een oude licentie welke niet meer ge-update wordt en die binnenkort niet meer zal werken. Als jullie een ander beeld hebben dan hierboven ga dan naar punt ?.

4. Klik op Community, waarna je kunt inloggen in de Community met de gebruikersnaam en het wachtwoord die in het "License Certificate" staan.

Mocht je deze niet hebben of kunnen vinden, neem dan contact met ons op en wij zullen je van informatie voorzien.



5. Als je ingelogd bent in de Community ga je naar "Licensing", waarna je een overzicht krijgt van je CTGi licentie('s)



6. Klik op "Relinquish".

The screenshot shows the iSimulate user interface. At the top, there is a navigation bar with 'Close Community' and icons for Home, Settings, Learning, Tools, Device, Notifications, and Me. The left sidebar contains sections for 'My Profile', 'My Content', 'Provisioning', 'My Portfolio', 'Resources', and 'Support'. The main content area is titled 'Provision Device' and includes a 'Current License' card with a 'Relinquish' button. Below this are sections for 'Your Standalone Licenses' and 'Your License Agreements'. A blue banner states 'Your device is currently licensed to the agreement'. The 'Ctgi License Agreement' card shows 'You have 0 licenses available on this agreement' and a 'Relinquish' button. The details for the agreement are as follows:

Details	
Type	Recuring
License on agreement	1
License used	1
Agreement ID	2476

7. De licentie is nu weer vrij om te Claimen. Klik op Claim

The screenshot shows the iSimulate user interface. At the top, there is a navigation bar with the iSimulate logo, a search bar, and a 'Close Community' button. Below this are navigation tabs for Home, Simulators, Licensing (which is active), TME, Device, Notifications (with a red badge), and My. A left sidebar contains sections for 'My Profile' (My Profile, Update details, Change password), 'My Content' (My media, My scenarios, My groups), 'Provisioning' (Provision device), 'Pre-Release' (View pre-releases), 'Resources' (Available downloads), and 'Support' (Support information).

The main content area is titled 'Provision Device' and contains sub-sections for 'Your Standalone Licenses' and 'Your License Agreements'. A prominent card titled 'Ctgi License Agreement' is displayed, featuring a 'Claim' button. Below the card title, it states 'You have 1 licenses available on this agreement'. A 'Details' section lists the following information:

Type:	Recurring
Licenses on agreement:	1
Licenses used:	0
Agreement ID:	2470
Agreement Date:	2021-02-20

Below the details, a 'Modules Included' section contains a 'Ctgi Device' button. At the bottom of the page, there are links for 'Terms and Conditions' and 'Privacy Policy', and a copyright notice for © 2021 iSimulate.

8. Kies de kleur van de unit en noteer serienummer van de iPad. Schuif het programma van beneden naar boven en kies daarna voor “Instellingen. Daarna in linkerrij naar “Algemeen” en daarna in rechterrij naar “Info”. Het serienummer staat in de eerste rij als laatste. Houd je wijsvinger op het serienummer tot “Kopieer” verschijnt, klik op kopieer en schuif daarna de Instellingen naar boven en je komt weer terug op de “Claim” bladzijde, ga naar het vakje serienummer, druk ergens in dat vak met je vinger totdat “Plak” verschijnt en klik daarop. Het serienummer staat dan op de juiste plaats. Druk daarna op “License Current Device’, je krijgt dan een melding “Dit apparaat is voorzien”.

The screenshot displays the 'Details' page of a mobile management application. On the left is a navigation sidebar with sections: 'My Content' (My media, My scenarios, My groups), 'Provisioning' (Provision device), and 'Support' (Support information). The main content area has a 'Close Community' button at the top. Below it, the 'Details' section shows: Contract 2773, Device Id 1741A4B4D5214BA495E9B92E3A944A3A, and Kit Colour None. A 'Select a kit colour' section features a grid of color swatches: None (selected with a green checkmark), Camo, Black, Grey, White, Red, Orange, Yellow, Lime, Green, Cyan, Blue, Navy, Purple, and Pink. Below the grid is an 'Enter device serial number' text input field. A note reads: 'Find the serial number for your iPad Pro or iPad on the back of the device.' At the bottom, there is a 'License Current Device' button and a 'Feedback' link.

9. Sluit daarna de Community en ga verder met opstarten. Zorg er wel voor dat de WiFi weer vervangen wordt door de WiFi van de unit.

The screenshot shows the iSimulate web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Scenarios', 'Licensing', 'TMS', 'Device', 'Notifications', and 'Me'. The left sidebar contains sections for 'My Profile', 'My Content', 'Provisioning', 'Pre-Release', 'Resources', and 'Support'. The main content area is titled 'Provision Device' and features a 'Current License' section with a 'Revoke' button. The license details are as follows:

Details	
Agreement ID	2478
Device ID	A75995E0071B4351B034C2076B067D2F
Device Serial	DMPFH8P1PV03
Current Kit Colour	Black

Modules Included: CTGi Generic

Below the license details, there are sections for 'Your Standalone Licenses' and 'Your License Agreements'. A blue banner states 'Your device is currently licensed to this agreement'. Under 'Your License Agreements', it shows 'Ctgi License Agreement' with 0 licenses available. Details for this agreement are:

Details	
Type	Recurring
Licenses on agreement	1
Licenses used	1
Agreement ID	2478

10. Voor degene die een ander beginscherm hadden, die zullen over moeten stappen van de oude CTGi App, naar de nieuwste CTGi App die in de AppStore. Hiervoor dien je wel een nieuwe licentie te hebben, deze kunnen wij voor jullie aanvragen en daar zijn geen kosten aan verbonden, mogelijk wel in de toekomst, daarom is overstappen ook ons advies, zeker omdat de oude software al jaren niet meer ge-update is en dat zal ook zeker niet meer gebeuren. Uiteindelijk zal deze software in de nabije toekomst ook gaan stoppen. Vraag dus asap je nieuwe CTGi-licentie aan. Zodra wij deze hebben ontvangen krijgen jullie van ons bericht, dat de licentie beschikbaar is met een handleiding van ons hoe de App overgezet moet worden en hoe je scenario's die je nog hebt, kunt overzetten naar de nieuwe CTGi App.

Bij vragen of problemen, neem contact op met onze Technische ondersteuning via +31650234819